

¿Cómo instalar SATI-Q en red?

REQUISITOS

- 1- Todos los equipos en que desea instalar SATI-Q deben estar previamente conectados en red.
- 2- Todos los usuarios que accedan al programa deben tener permiso de lectura/escritura sobre una carpeta de red compartida
- 3- Es requisito asignar una unidad de red a esta carpeta compartida.

Consulte al personal de informática de su Institución para que se cumplan estos requisitos y para que le informen el nombre de la Unidad de red

PROCEDIMIENTO

Luego de conectar los equipos en red, es necesario seguir el siguiente procedimiento


1- Instalar SATI-Q en forma habitual en cada equipo en que desea utilizar el software.

2-Copiar la base SatiQ.mdb en una carpeta compartida de red.

*Si es un nuevo usuario y no dispone de una base de datos con pacientes, copie la base de datos vacía que se genero al instalar SATI-Q
Si ya dispone de una base SatiQ.mdb con datos de su UCI esta es la carpeta que debe copiar en la carpeta compartida.*

3- Copiar el archivo de Licencia Sati.Lic en la misma ubicación que la base de datos SatiQ.mdb

4- En cada Equipo – cliente modificar el archivo Sati.ini que se encuentra en la carpeta donde se instaló el software SATI-Q en forma local



Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
+ Sati.exe	24/10/2014 15:36	Aplicación	3.612 KB
+ Satic.exe	24/10/2014 15:39	Aplicación	1.024 KB
+ unins000.exe	26/11/2014 04:29	Aplicación	702 KB
SatiQ.mdb	14/12/2014 15:47	Aplicación Micros...	48.940 KB
unins000.dat	26/11/2014 04:30	Archivo DAT	4 KB
SatiRSG_4_0_27.rsg	13/09/2014 11:21	Archivo RSG	1.150 KB
SatiRSG_4_0_27_0001.rsg	26/11/2014 04:33	Archivo RSG	4.724 KB
DAO350.DLL	24/06/2012 13:42	Extensión de la apl...	557 KB
dao360.dll	24/06/2012 13:42	Extensión de la apl...	549 KB
+ HOSPITAL.ICO	24/06/2012 13:42	Icono	1 KB
logo.gif	24/06/2012 13:42	Imagen GIF	4 KB
SatiQ.ini	26/11/2014 04:30	Opciones de confi...	1 KB

Tipo: Opciones de configuración
Tamaño: 32 bytes


5- Abrir el archivo Sati.ini y modificarlo con cualquier editor de texto

BD=C:\SATI-Q\SatiQ.mdb

cambiando por

BD=S:\SatiQ.mdb

asumiendo que fuera S la letra de la unidad de red asignada a la carpeta compartida.



Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de nuestros medios de contacto

Mail satiq@hardineros.com

Formulario de contacto:

<http://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact>

Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de las novedades

 www.facebook.com/satiq.net/

 [@satiqgroup](https://twitter.com/satiqgroup)

 SATI-Q

